

Art.-Nr. TV-MOWA0750AB000

pascom Wandschwenkarm





Mit dem pascom Wandschwenkarm bestimmen Ihre Patienten den für sie passenden Abstand zum TV-Gerät selbst.

Sechs Gelenke sorgen für ein Höchstmaß an Beweglichkeit. Die innen liegenden Strom- und Datenkabeln gewährleisten optimale hygienische Bedingungen. Bei der Patientenversorgung oder in Notfällen wird der Schwenkarm einfach zur Wand geschoben.

Für die Montage des Schwenkarms bieten wir je nach baulichen Gegebenheiten das passende Wandlager.

Hinweis: Der Schwenkarm dient als Halterung für das TV-Gerät und darf von Patienten nicht zum Hochziehen verwendet werden.

Version 1.0 | Gültig ab 08.11.2022 Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Technische Daten

Ausführung: 6-gelenkiger Schwenkarm

für Wandmontage

Traglast: max. 5 kg (optional bis max. 21 kg)

Länge des Auslegers: 750 mm

Länge Federarm (Achsmaß): 800 mm

Tragkraft: Die Tragkrafteinstellung sowie die Einstellung des Höhenanschlags können jederzeit ohne Demontage des Systems vorgenommen werden.

Anschlag: Höhenanschlag einstellbar

Schwenkbereiche (einstellbar) nach oben: max. ca. 45° nach unten: max. ca. 50°

Leitungsführung: komplett innenliegend

Aufnahme: VESA 70x70

Ausführung: dreh und schwenkbar, mit Griffbügel zur Terminal-Positionierung, Schraubbefestigungen des Terminals sind gegen Zugriff gesichert

Terminalführung: exakte Parallelführung Das Terminal hängt in jeder Position gerade.

Farbe: ähnlich RAL 9002 andere Farben auf Anfrage

Beschichtung: pulverbeschichtet

Gewicht: ca.13,5 kg

inkl. Terminalaufnahme